



# Systemwagen CLINO CR4


## Maximale Flexibilität durch vielseitige Bestückungsmöglichkeiten

Mit dem CR4 können die Reinigungsmethoden EasyMop, MopFloat und Flachpresse Ringo GMP kombiniert werden, je nachdem ob eine Vorpräparation oder eine direkte Tränkung der Moppbezüge am Wagen gewünscht ist. Das Steckverbindingssystem ClinoLink ermöglicht eine einfache Individualisierung bzw. Umrüstung je nach Anforderung.

- Aus reinraumgeeignetem Edelstahl, komplett autoklavierbar
- Maximale Flexibilität: Individuell konfigurierbar (Modulbausystem)
- Verbindungssystem für individuelle Anbringung von Zubehörteilen
- Abmessungen: L61 x B63 x H102 cm (Breite variiert je nach Bestückungsvariante)



## Haupt-Komponenten



### MopDrop

Vorrichtung zum berührungslosen Öffnen des Mopphalters. Anbringung direkt über dem Abwurfsack.

### MopJump

System zur berührungslosen Moppaufnahme.

### MopFloat

Garantiert die gleichmäßige Tränkung der Moppbezüge. Die Dosiermenge kann je nach Einsatzzweck oder Moppart zwischen 130 ml, 250 ml oder 400 ml variiert werden. Unabhängig vom Bediener liefert der Tränkungsprozess identische Ergebnisse.

### Flachpresse Ringo GMP

Die Flachpresse dient zur Dosierung der benötigten Feuchtigkeit.

### EasyMop GMP

Geschlossenes System zur Vorpräparation der Moppbezüge mit gleichbleibender Tränkung – unabhängig vom Benutzer.

**Bestückungsvarianten einsetzbar ab ISO Klasse 5 bzw. in GMP-Bereichen A/B**

**Variante 1 – Flachpresse**

**Reinraumwagen CLINO CR4 FP-GMP**

- Halterung f. Entsorgungsbeutel mittel, mit MopDrop
- 1 Edelstahlbehälter 9L (Unterstützung Entsorgungsbeutel)
- Flachpresse Ringo GMP
- 1 Edelstahlbehälter 25L
- Vorbau inkl. MopTen mit MopJump
- 2 Edelstahlbehälter 4L
- 1 Halterung für Stiel
- 1 Unterstützung für Mophalter
- Art.-Nr.: RRMOPCR4FP-GMP**



**Variante 2 – MopFloat System**

**Reinraumwagen CLINO CR4 MF-GMP**

- Halterung f. Entsorgungsbeutel mittel, mit MopDrop
- 1 Edelstahlbehälter 9L (Unterstützung Entsorgungsbeutel)
- 1 Edelstahlbehälter 25L mit MopFloat GMP, inkl. Dosiereinsatz 400 ml
- Vorbau inkl. MopTen mit MopJump
- 2 Edelstahlbehälter 4L
- 1 Halterung für Stiel
- 1 Unterstützung für Mophalter
- Art.-Nr.: RRMOPCR4MF-GMP**



**Variante 3 – EasyMop Vorpräparation**

**Reinraumwagen CLINO CR4 EM-GMP**

- Halterung f. Entsorgungsbeutel mittel, mit MopDrop
- 1 Edelstahlbehälter 9L (Unterstützung Entsorgungsbeutel)
- 2 Systemboxen EasyMop GMP
- 2 Edelstahlbehälter 4L
- 1 Halterung für Stiel
- 1 Unterstützung für Mophalter
- Art.-Nr.: RRMOPCR4EM-GMP**



**Alle Wagen sind mit autoklavierbaren Niro-Lenkrollen, 100mm, ausgestattet.**

## Bestückungsvarianten einsetzbar ab ISO Klasse 7 - 8 bzw. in GMP-Bereichen C/D

### Variante 1 – Flachpresse

#### Reinraumwagen CLINO CR4 FP-CR

- Halterung f. Entsorgungsbeutel mittel, mit MopDrop
- Kunststoffbehälter 5L transparent (Unterstützung Entsorgungsbeutel )
- Flachpresse Ringo GMP
- Eimer 25L
- Vorbau inkl. Eimer 15L und MopJump
- 2 Clino PlusBoxen inkl. Deckel und Sieb
- 1 Halterung für Stiel
- 1 Unterstützung für Mophalter
- Art.-Nr.: RRMOPCR4FP-CR**



### Variante 2 – MopFloat System

#### Reinraumwagen CLINO CR4 MF-CR

- Halterung f. Entsorgungsbeutel mittel, mit MopDrop
- Kunststoffbehälter 5L transparent (Unterstützung Entsorgungsbeutel )
- 1 Eimer 25L mit MopFloat CR inkl. Dosiereinsatz 400 ml
- Eimer 15L mit MopJump
- 2 Clino PlusBoxen inkl. Deckel und Sieb
- 1 Halterung für Stiel
- 1 Unterstützung für Mophalter
- Art.-Nr.: RRMOPCR4MF-CR**



### Variante 3 – EasyMop Vorpräparation

#### Reinraumwagen CLINO CR4 EM-CR

- Halterung f. Entsorgungsbeutel mittel, mit MopDrop
- Kunststoffbehälter 5L transparent (Unterstützung Entsorgungsbeutel )
- 2 Systemboxen EasyMop CR (versch. Farben erhältlich)
- 2 Clino PlusBoxen inkl. Deckel und Sieb
- 1 Halterung für Stiel
- 1 Unterstützung für Mophalter
- Art.-Nr.: RRMOPCR4EM-CR**



**Alle Wagen sind mit elektrisch leitfähigen Lenkrollen, 100 mm, ausgestattet.**

## Optionales Zubehör

Bild	Art.-Nr.:	Beschreibung:
	RRMOP3500830	MopFloat Dosiereinsatz 130 ml
	RRMOP3500832	MopFloat Dosiereinsatz 250 ml
	RRMOPBEUT-M	Entsorgungsbeutel, gammabestrahlt mit mind. 25 kGray inkl. Zertifikat
	RRMOP3500088	Halterung für 3 Mophalter
	RRMOP3500095	Halterahmen für Clino PlusBox mittig
	RRMOP3500094	Halterahmen für Edelstahlbehälter 4L mittig
	RRMOP3500210	MopJump für Systembox EasyMop GMP bzw. Behälter MopTen, Edelstahl 1.4404
	RRMOPBOXJUMP	Systembox EasyMop GMP, Edelstahl 1.4404 inkl. Deckel, Dichtung und MopJump

	RRMOPBOX-B	CLINO Systembox blau, inkl. Deckel und Dichtung
	RRMOPBOX-R	CLINO Systembox rot, inkl. Deckel und Dichtung
	RRMOPBOX-G	CLINO Systembox gelb, inkl. Deckel und Dichtung
	RRMOPBOX-GR	CLINO Systembox grün, inkl. Deckel und Dichtung
	RRMOPBOX-HG	CLINO Systembox grau, inkl. Deckel und Dichtung
	RRMOPBOX-A	CLINO Systembox anthrazit, inkl. Deckel und Dichtung
		RRMOP3500100
RRMOP3500150		Wie oben, jedoch feststellbar
RRMOP2013430		Elektrisch leitfähige Rollen mit doppeltem Kugellager, 100 mm
RRMOP2013440		Wie oben, jedoch feststellbar
RRMOP3500019		MopDrop berührungsfreies Moppabwurfsystem
	RRMOPHA40E	Mopphalter (40cm) und einteiliger Stiel aus Edelstahl, GMP-konform
	RRMOPHA40E-T	Mopphalter (40cm) aus Edelstahl, Aluminium Teleskopstiel 1-1,8m, autoklavierbar
	RRMOPHA40A	Mopphalter (40cm) aus Edelstahl, mit Stiel aus eloxiertem Aluminium

hans j. michael gmbh

HANS J. MICHAEL GmbH, Hart 11, 71554 Weissach i.T., Tel. 07191/9105-0, Fax 07191/9105-19

e-mail: [office@hjm-reinraum.de](mailto:office@hjm-reinraum.de) Internet: <http://www.hjm-reinraum.de>